

Manual

QuickTalker FeatherTouch 7 – bærbar flermeldingsløsning (ASK)



QuickTalker FeatherTouch 7 – bærbar flermeldingsløsning for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

QuickTalker FeatherTouch 7 er et robust, lett og brukervennlig talesystem som gir avansert flermeldingskommunikasjon i et svært portabelt format. Den følsomme FeatherTouch-membranen reagerer på selv svært lette berøringer, noe som gjør enheten tilgjengelig også for brukere med begrenset kraft eller små bevegelser.

Enheten gir tilgang til **23 meldinger fordelt på 5 opptaksnivåer**, og støtter variert og situasjonstilpasset kommunikasjon gjennom hele dagen. QuickTalker FeatherTouch 7 er utviklet for daglig bruk i **barnehage, skole, terapi og hjem**.

Batterier er inkludert. Enheten leveres med ableCARE-støtte ved behov, er bygget etter ableSTRONG-prinsippet for å tåle krevende bruk, og produsert i ableSAFE-materialer testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier.

Programmering og bruk av QuickTalker FeatherTouch 7

QuickTalker FeatherTouch 7 er bygget opp med **kjernebeskjeder** og **nivåavhengige meldinger**, slik at brukeren får både stabil og fleksibel kommunikasjon.

Steg 1: Slå på og velg nivå

Slå på enheten og velg ønsket opptaksnivå. Hvert nivå kan representere et miljø eller en aktivitet, for eksempel klasserom, kantine, lekeplass, transport eller hjem.

Steg 2: Spill inn meldinger

På hvert nivå kan du spille inn:

- 3 kjernebeskjeder som er tilgjengelige på alle nivåer
- 4 nivåavhengige meldinger som endres når nivået byttes

Hold inne opptaksknappen for ønsket felt og spill inn meldingen. Total opptakstid er opptil 6 minutter fordelt på alle meldinger.

Steg 3: Bruk i kommunikasjon

Når meldingene er spilt inn, aktiveres de ved å trykke direkte på de følsomme feltene på fronten.

Kjernebeskjedene er alltid tilgjengelige, mens de øvrige meldingene endres automatisk når nivået byttes. Dette gir brukeren tilgang til riktig ordforråd i riktig situasjon, uten kompliserte valg.

Vanlige bruksområder

- Spille inn tre faste kjernebeskjeder som «Jeg trenger hjelp», «Jeg må på toalettet» og «Jeg er tørst»
- Bruke meldinger som «Bla om siden», «Se», «Jeg liker dette» og «Jeg vil stoppe» under lesing og aktiviteter
- Tilpasse hvert nivå til ulike miljøer som klasserom, kantine, lekeplass, buss og hjem
- Støtte deltakelse i undervisning, lek, rutiner og sosialt samspill

Egenskaper

- Svært sensitiv FeatherTouch-aktivering for enkel og lett bruk
- Klar og forbedret digital lyd som fungerer godt i de fleste miljøer
- 3 kjernebeskjeder tilgjengelig på alle nivåer
- 4 nivåavhengige meldinger per nivå
- Totalt 23 meldinger tilgjengelig
- Praktisk bærehåndtak for enkel transport
- Batterier inkludert
- Inkluderer ableCARE-støtte ved behov
- ableSTRONG-design for krevende bruk
- Produsert av ableSAFE-materialer
- Produsert av AbleNet

Symboler og tilpasning

Symbolark følger ikke med. Egne symboloverlegg kan lages ved hjelp av gratis AbleNet Symbol Overlay-app for iPad. Dette gjør det mulig å tilpasse kommunikasjonen til brukerens behov, miljø og ferdighetsnivå.

Tekniske spesifikasjoner

- Meldinger / opptaksnivåer: 4 + 3 kjernebeskjeder / 5 nivåer
- Total opptakstid: opptil 6 minutter
- Bryterinnngang: Nei
- Utgang for leke/apparat (ECU): Nei
- Aktiveringsflater:
 - Kjernebeskjeder: ca. 8,6 × 6,7 cm
 - Unike meldinger: ca. 5,5 × 3 cm

- Vekt med batterier: 748 g
- Batteri: 4 × AA (inkludert)
- Montering: Ingen (bærehåndtak inkludert)