

LITTLE Step-by-Step – kompakt taleknapp (ASK)



LITTLE Step-by-Step – kompakt taleknapp for flermeldingskommunikasjon (ASK)

LITTLE Step-by-Step gjør det mulig å gå fra enkel én-meldingskommunikasjon til **sekvenser av flere meldinger** i et kompakt og brukervennlig format. Brukeren trykker på den fargede aktiveringsflaten for å spille av første melding, og trykker igjen for å spille av neste. Enheten spiller av meldingene i **riktig rekkefølge, steg for steg**.

Nye meldingssekvenser kan enkelt spilles inn underveis i løpet av dagen, eller du kan bruke nivåfunksjonen til å forhåndsinnspille **opptil tre ulike sett med meldinger**. Dette gjør **LITTLE Step-by-Step** ideell for strukturert kommunikasjon, læring og samspill i **barnehage, skole, terapi og hjem**.

Batteri følger med, og enheten leveres med ableCARE-støtte ved behov. Den er bygget etter ableSTRONG-prinsippet for å tåle fall og krevende bruk, og produsert i ableSAFE-materialer testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier.

Programmering og bruk av LITTLE Step-by-Step

Steg 1: Slå på enheten og velg nivå

Slå på enheten med volumkontrollen på baksiden og juster lydnivået. Velg ønsket nivå (1–3) dersom du skal bruke et bestemt forhåndsinnspilt meldingssett.

Steg 2: Spill inn en meldingsrekke

Start opptak ved hjelp av opptaksfunksjonen. Spill inn meldingene i ønsket rekkefølge, én etter én. Du kan spille inn så mange meldinger som får plass innen total opptakstid på opptil 4 minutter. Avslutt opptaket når sekvensen er ferdig.

Steg 3: Spill av meldinger steg for steg

Trykk på aktiveringsflaten for å spille av første melding.

Trykk på nytt for å spille av neste melding.

Hvert trykk tar brukeren videre i sekvensen. Ved nivåbytte kan du raskt gå over til et annet meldingssett.

Visuell støtte og tilpasning

LITTLE Step-by-Step leveres med et **gjennomsiktig snap-lokk** som gjør det mulig å feste bilder, symboler eller tekst. Dette gir tydelig kommunikativ kontekst og støtter forståelse og læring.

Symbolark følger ikke med. Egne symboloverlegg kan lages med gratis AbleNet Symbol Overlay-app for iPad, tilpasset brukerens behov og ferdighetsnivå.

Vanlige bruksområder

- Spille inn sider i en bok for historiefortelling
- Telle fra 1 til 10
- Stille flere spørsmål for å føre en samtale
- Legge til kommunikasjon i bryterstyrte leker eller apparater

Egenskaper

- Klar og forbedret digital lyd
- Leveres med rød, gul, grønn og blå topp
- Gjennomsiktig snap-lokk for symboler og bilder
- Myk aktiveringsflate som er komfortabel og enkel å trykke på
- 3 nivåer for forhåndsinnspilling av meldingssett
- Batteri inkludert
- Inkluderer ableCARE-støtte ved behov
- ableSTRONG-design for krevende bruk
- Produsert av ableSAFE-materialer og testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier
- Produsert av AbleNet

Tekniske spesifikasjoner

- Meldinger / nivåer: så mange meldinger som får plass i 4 minutter opptakstid / 3 nivåer
- Opptakstid: 4 minutter
- Bryterinngang: 1
- Utgang for leke/apparat (ECU): 1
- Aktiveringsflate: 6,4 cm (2,5")
- Aktiveringskraft: 57–85 g
- Vekt med batteri: 241 g
- Batteri: 9 V alkalisk batteri (inkludert)
- Montering: Quick Ready Mounting Plate for hjelpemidler
- HCPCS-kode: E2500

LITTLE Step-by-Step er et **fleksibelt, robust og plassbesparende** kommunikasjons hjelpemiddel som gir brukeren mulighet til å uttrykke flere tanker – **én melding om gangen**, på en enkel og oversiktlig måte.